



FLEXIBLE SINUS LIFT KÜRETZEN




A. Schweickhardt GmbH & Co. KG
Postfach 69
D-78501 Tuttlingen
Telefon +49 (74 61) 92 97-0
www.schwert.com



FLEXIBLE SINUS LIFT KÜRETTEN

Das neue Sinus Lift Instrumentarium für den direkten Sinus Lift erhöht – durch den einmaligen Schwingeffekt – das operative Feingefühl und verringert die Perforationsgefahr der „Schneider’schen Membrane“.



1790-80

- 1435-1
- 1435-2
- 1435-3
- 1435-4
- 1435-5
- 1435-6
- 2605-2
- 2619-10

Mit der flexiblen Sinus Lift Kürette Nr. **1435-3** beginnt das Ablösen der „Schneider’schen Membrane“. Dieses Instrument ist auch für den indirekten Sinus Lift ideal geeignet.



Die Membran wird nun mit der flexiblen Sinus Lift Kürette Nr. **1435-4** krestal-mesial und distal abgelöst.



Die flexiblen Sinus Lift Küretten Nr. **1435-1** und **1435-2** sind für den palatinalen Lift ausgezeichnet geeignet.



Mit dem Knochenstopfer Nr. **1435-5** wird Knochenaufbaumaterial oder autologer Knochen eingebettet und mit dem Stopfer vorsichtig verdichtet. Alternativ kann auch der Stopfer Nr. **1435-6** verwendet werden.

